

## GEBRAUCHSINFORMATION

### Colon Transitzeitmessung mit Transit-Pellets™ Röntgendichten Markern

Bitte lesen Sie die Informationen in diesem Merkblatt sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme von Transit-Pellets™ röntgenopaken Markern beginnen. Sie enthält wichtige Informationen für Sie. Verwenden Sie die röntgenopaken Marker von Transit-Pellets™ wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben oder nach den Anweisungen Ihres Arztes. Bewahren Sie diese Informationen auf. Vielleicht müssen Sie diese noch einmal lesen.

- SEHR WICHTIG: Achten Sie darauf, dass Sie den Termin für Ihre Röntgenaufnahme genauestens einhalten
- SEHR WICHTIG: Es ist sehr wichtig, auf jegliche Art von Abführmitteln zu verzichten, bis Ihr Arzt Ihnen mitteilt, dass der Test beendet ist. Abführmittel beinhalten Anregungsmittel, Ballaststoffe, Zäpfchen und salzige Einläufe
- Fragen Sie Ihren Arzt, wenn Sie weitere Informationen oder Ratschläge benötigen
- Informieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie irgendwelche Allergien haben, bevor Sie mit der Untersuchung beginnen
- Dieser Test wird nicht empfohlen, wenn Sie schwanger sind oder sein könnten, da eine Röntgenaufnahme Ihres Unterleibs erforderlich ist
- Wechseln Sie während der Testwoche der Untersuchung nicht Ihre gewohnte Ernährung (Essen oder Trinken)
- Es gibt viele Faktoren, z.B. Ernährung und Medikamente, die das Ergebnis beeinflussen können. Bitte informieren Sie Ihren Arzt über alle Medikamente, die Sie einnehmen, bevor Sie mit der Einnahme der Kapseln beginnen. Er/sie wird Ihnen mitteilen, ob Sie die Einnahme anderer Medikamente vorübergehend einstellen müssen
- Wenn Sie zu viele oder die falschen Kapseln eingenommen haben, oder wenn Sie eine Kapsel vergessen haben oder sie zur falschen Zeit eingenommen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt um Rat

In dieser Gebrauchsinformation finden Sie Informationen über:

- 1) Was ist ein Kolon-Transit-Test?
- 2) Was ist in der Kapsel?
- 3) Wie ist der Ablauf?
- 4) Wie man Transit-Pellets™ röntgenopake Marker aufbewahrt
- 5) Inhaltsangabe



#### 1) Was ist ein Kolon-Transit-Test?

Ein Kolon-Transit-Test mit Transit-Pellets™ Röntgenopaken Markern wird von Ihrem Arzt zur Diagnose von Patienten mit chronischer Verstopfung verwendet und bei der Unterscheidung von langsamer und normaler Verstopfung eingesetzt. Der Test zeigt, wie schnell die Nahrung den Verdauungstrakt durchläuft. Die Messung kann auch in Fällen von chronischem Durchfall eingesetzt werden, um festzustellen, ob die Erkrankung mit einem ungewöhnlich schnellen oder normalen Kolontransit verbunden ist. Oder Ihr Arzt kann eine andere Methode anbieten. Wenn dies der Fall ist, bitten Sie Ihren Arzt, die für Sie gewählte Methode anzugeben.

#### 2) Was ist in der Kapsel?

In der Schachtel befindet sich eine Blisterverpackung mit röntgenopaken Markern, die in sieben (7) Kapseln enthalten sind. Sie können die Marker in der Kapsel sehen, bevor Sie diese schlucken. Die Kapsel löst sich auf und die kleinen Marker bewegen sich durch Ihren Verdauungstrakt und durch Ihren Darm. Die Marker kommen in Ihrem Stuhl heraus und sind nicht schädlich für Sie.

#### 3) Wie ist der Ablauf?

Die Röntgenaufnahme am siebten Tag hilft Ihrem Arzt, die noch in Ihrem Verdauungstrakt vorhandenen Marker zu zählen und ermöglicht es Ihrem Arzt, festzustellen, welche Art von Erkrankung Sie haben könnten und wie Sie sie behandeln können. Ein ambulanter Termin zur Besprechung des Testergebnisses wird mit Ihrem Arzt vereinbart.

Die folgende Tabelle zeigt, wann Sie die Kapseln aufgrund der Uhrzeit und dem Datum Ihres Röntgentermins schlucken sollten (falls dies nicht bereits auf Ihrem Terminalschein angegeben ist). Die unten angegebenen Zeiten sind nur Beispiele.

Tag	1	2	3	4	5	6:1	6:2	7
Zeit	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	21:00	09:00
Ringförmige Marker	X	X	X	X	X			
Röhrenförmige Marker						X	X	
Bauchröntgenbild								Röntgenbild

Die Blisterverpackung ist mit den Zahlen 1-6 gekennzeichnet. Jede Zahl steht für einen Tag in der obigen Tabelle. Schlucken Sie die Kapseln mit Wasser gemäß der Zahl auf der Rückseite der Blisterverpackung. Eine (1) Kapsel pro Tag für die ersten fünf Tage. Am sechsten Tag gibt es zwei (2) Kapseln, die in einem 12-Stunden-Intervall geschluckt werden müssen (siehe Tabelle oben).

Wenn Sie Probleme beim Schlucken der Kapsel mit Wasser haben, versuchen Sie stattdessen die Kapsel mit etwas wie Apfelmus oder Joghurt zu schlucken. Die dickere Textur eines weichen Feststoffes kann das Schlucken erleichtern.

Achten Sie darauf, dass Sie den Zeitplan genau einhalten, zu dem auch der Termin für Ihre Röntgenaufnahme am siebten Tag gehört.

#### 4) Wie man Transit-Pellets™ Röntgenopake Marker aufbewahrt

Die Pellets werden bei normaler Raumtemperatur gelagert  
Außerhalb der Sichtweite und Reichweite von Kindern aufbewahren

#### 5) Inhaltsangabe

Kapsel: Hypromellose methylcellulose E464

Marker: Elastosil® R401/60 Silicone Rubber (78%), Barium Sulfate BaSO4 powder EMPROVE (22%)

Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken und sollte nicht den Rat ersetzen, den Ihnen Ihr zuständiger Arzt geben würde.



Chargencode



Verfalldatum



Hersteller



Gebrauchsanweisung beachten

#### Hersteller: Medifactia AB

Die Anschrift: Medifactia AB, c/o IOFFICE BUSINESS CENTER, Kungsgatan 60, 111 22 Stockholm, SWEDEN

Telefon: +46 (0)8-460 072 06

Webadresse: <http://medifactia.com>

CE 0402