

UPUTA ZA KORISNIKA

Mjerenje vremena potrebnog za prolazak sadržaja kroz debelo crijevo (tranzitnog vremena) pomoću Transit-Pellets™ markera vidljivih slikovnim radiološkim pretragama

Molimo Vas da pročitate ove upute za korisnike prije početka uzimanja Transit-Pellets™ markera jer sadrže za Vas važne informacije. Koristite Transit-Pellets™ markere u skladu s uputama za korisnike ili u skladu s preporukama Vašeg liječnika. Sačuvajte ovaj letak s informacijama za korisnike jer ćete možda kasnije imati potrebu ponovno ih pročitati.

- **VRLO VAŽNO:** Strogo se pridržavajte vremena dogovorenog radiološkog preleda
- **VRLO VAŽNO:** Od izuzetne je važnosti izbjegavati uzimanje bilo kakvih laksativa sve dok Vas liječnik ne obavijesti da je pregled završen. Pod laksativima se podrazumijevaju stimulansi, vlakna koja sudjeluju u oblikovanju stolice, supozitoriji (čepići) i klizme
- Razgovarajte sa svojim liječnikom o svim dodatnim pitanjima i ukoliko imate potrebu, upitajte ga za dodatne savjete
- Prije početka pretrage obavijestite svog liječnika o bilo kakvim poznatim alergijama, ukoliko ih imate
- Ova pretraga se ne preporuča ukoliko ste trudni ili bi mogli biti trudni, budući ćete biti izloženi rentgenskom zračenju
- Tijekom tjedna u kojem se provodi pretraga nemojte mijenjati uobičajeni način prehrane (hranu i piće)
- Mnogi čimbenici (npr. prehrana, lijekovi) mogu utjecati na rezultat pretrage. Prije uzimanja kapsule svakako morate izvijestiti svojeg liječnika o lijekovima koje uzimate. Liječnik će Vas prema potrebi upozoriti ukoliko je potrebno privremeno prestati uzimati određeni lijek
- Ukoliko ste uzeli previše kapsula, krivu kapsulu ili ste zaboravili uzeti kapsulu ili ste je uzeli u pogrešno vrijeme, savjetujte se sa svojim liječnikom

U ovoj uputi za bolesnike naći ćete informacije o:

- 1) Što je test mjerenja tranzitnog vremena debelog crijeva?
- 2) Što se nalazi u kapsuli?
- 3) Koji je postupak?
- 4) Kako čuvati Transit-Pellets™ markere
- 5) Deklaracija sadržaja



1) Što je test mjerenja tranzitnog vremena debelog crijeva?

Transit-Pellets™ markeri za mjerenje tranzitnog vremena debelog crijeva se koriste za dijagnosticiranje opstipacije. Test pokazuje koliko brzo hrana prolazi kroz probavni sustav. Mjerenje se također koristi u slučajevima kroničnog proljeva kako bi se odredilo da li je isti posljedica ubrzanog ili normalnog prolaska kroz crijevo. U određenim slučajevima Vaš će se liječnik odlučiti i za neku drugu dijagnostičku pretragu te će Vas o tome izvijestiti.

2) Što se nalazi u kapsuli?

U kutiji ćete naći blister sa sedam (7) kapsula u kojima se nalaze markeri vidljivi slikovnim rentgenskim pretragama. Prije nego progutate kapsulu unutar nje možete vidjeti markere. Unutar Vašeg probavnog sustava kapsula će se razgraditi poput hrane i mali markeri će se kretati kroz Vaš probavni sustav i kroz Vaše debelo crijevo. Markeri će zajedno sa stolicom napustiti Vaše tijelo i oni za Vas nisu štetni.

3) Koji je postupak?

Rentgensko snimanje sedmi dan po uzimanju kapsule omogućit će Vašem liječniku da zaključi o kojem se stanju kod Vas radi i na koji ga način liječiti određivanjem količine markera zaostalog u Vašem probavnom sustavu.

U tablici možete vidjeti kada treba progutati kapsulu (ukoliko to već nije navedeno u povijesti bolesti Vašeg liječnika) ovisno o vremenu i datumu radiološkog rentgenskog snimanja. Navedeni su primjeri vremena uzimanja kapsula.

Dan	1	2	3	4	5	6:1	6:2	7
Vrijeme	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	21:00	09:00
Prstenasti markeri	X	X	X	X	X			
Štapićasti markeri						X	X	
RTG snimanji								RTG

Blistar s kapsulama je označen brojevima 1-6. Svaki broj predstavlja jedan dan (vidi u tablici gore). Progutajte kapsulu prema broju na stražnjoj strani blistera s kapsulama. Jednu kapsulu dnevno tijekom prvih 5 dana. Šesti dan treba progutati dvije kapsule u razmaku od 12 sati.

Ukoliko ne možete progutati kapsulu s vodom pokušajte je progutati s jogurtom ili sokom od jabuke. Gušća tekstura nekad olakšava gutanje.

Pažljivo slijedite raspored uzimanja kapsula, ovisno o terminu rentgenskog snimanja sedmi dan.

4) Kako čuvati Transit-Pellets™ markere

Čuvati na sobnoj temperaturi

Držati izvan pogleda i dohvata djece

5) Deklaracija sadržaja

Kapsule: Hypromellose methylcellulose E464

Biljezi: Elastosil® R 401/60 Silicone Rubber (78%), Barium Sulfate BaSO₄ powder EMPROVE (22%)

Ovaj dokument ima jedino informacijsku svrhu i ne zamjenjuje upute koje ste dobili od svog zdravstvenog djelatnika.



Serijski broj



Rok trajanja



Proizvođač



Pročitajte upute za upotrebu

Proizvođač: Medifactia AB

Adresa: Medifactia AB, c/o IOFFICE BUSINESS CENTER, Kungsgatan 60, 111 22 Stockholm, SWEDEN

Telefon: +46 (0)8-460 072 06

Web adresa: <http://medifactia.com>

CE 0402